

# Gebrauchs- und Pflegeanleitung für Ihre Maßeinlagen

Sie erhalten mit dieser Verpackung Ihre speziell für Sie, nach Ihren individuellen medizinischen Anforderungen angefertigten Maßeinlagen. Diese sind medizinische, orthopädische Hilfsmittel im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte MDR (Medical Device Regulation).

Zweck der orthopädischen Maßeinlagen ist die Linderung von Beschwerden, die beispielsweise im Fall von Überlastung des Fußes, oder bei Fußdeformitäten auftreten. Durch Korrektur von Fehlstellungen wird versucht, Fehlbelastungen entgegen zu wirken. Die Einlagen nehmen somit Einfluss auf die Körperstatik und -dynamik. Durch entsprechende Bettung soll eine Umverteilung der Belastung erreicht werden. Orthopädische Einlagen können ebenfalls auch präventive Funktionen aufweisen.

Die Einlagen sind nicht für andere Personen geeignet. Achten Sie darauf, dass Sie die Einlagen richtig in die Schuhe einlegen. (R- und L- Kennzeichnung). Ihre Schuhe sollten dafür mit Wechselfußbett ausgestattet sein. Fragen Sie uns bitte diesbezüglich.

Legen Sie die Einlagen nur in dafür vorgesehene Schuhe. Schuhe und Einlagen sollten dabei unbedingt aufeinander abgestimmt sein. Fragen Sie uns im Zweifel, ob Ihre Schuhe geeignet sind für Ihre Maßeinlagen.

Um den gewünschten therapeutischen Zweck zu erreichen, empfehlen wir, die Einlagen sowohl im Haus, als auch in der Freizeit zu tragen. Ihr Fuß muss sich bei neuen Einlagen erst an diese gewöhnen. Tragen Sie deshalb die Einlagen zu Beginn nur kurze Zeit und steigern die Tragezeit dann langsam. Tragen Sie Ihre Einlagen nur mit Strümpfen und überprüfen Sie nach dem ersten Tragen Ihre Füße auf Rötungen, Druckstellen oder andere Auffälligkeiten. Unterrichten Sie uns umgehend, wenn es zu Rötungen, Druckstellen oder anderen Komplikationen kommt. Bei Neuropathie am Fuß (Nervenschädigungen z.B. bei Diabetes) muss mehrmals täglich eine Sichtkontrolle erfolgen.

Achten Sie bei Kinder-Fußeinlagen unbedingt auf das Wachstum! Zu kleine Einlagen können zu Schädigungen des Kinderfußes führen.

Wir verwenden ausschließlich geprüfte und zertifizierte Materialien. Sollten beim Tragen der Einlagen dennoch Beschwerden oder Unverträglichkeiten wie Allergien auftreten, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

Wenn Sie Ihre Schuhe mit den Maßeinlagen längere Zeit getragen haben, nehmen Sie diese aus den Schuhen und lüften sie ausreichend lang. Trocknen Sie Ihre Einlagen niemals im Trockner, an der Heizung oder anderen Wärmequellen - sie könnten sich verformen.

Die Einlagen sind nicht für die Reinigung in der Waschmaschine geeignet. Einlagen mit Kunststoff- und Microfaserbezügen können Sie mit einem schwachen Desinfektionsmittel zum Reinigen abwischen. Aus hygienischen Aspekten können Wechseleinlagen sinnvoll sein.

Eine maximale Nutzungsdauer lässt sich aufgrund unterschiedlicher Nutzung nicht vorhersagen. Kommen Sie mit Ihren Schuhen und Einlagen deshalb regelmäßig zur kostenlosen Kontrolle, damit die optimale therapeutische Wirkung von Stützung und Entlastung sichergestellt bleibt.

## Verwenden Sie die Einlagen nicht, wenn:

- die Decksohle rissig oder brüchig ist
- das Einlagenmaterial brüchig und porös ist oder Falten bildet
- die Einlagen stark verformt sind
- die Dämpfungseigenschaften nicht mehr gegeben sind
- sie im Schuh verrutschen
- wenn Ihr Arzt etwas anderes verordnet hat

Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an uns.

## ACHTUNG

**Wenn Sie Ihre Einlagen nicht für Ihre Arbeitsschuhe erhalten haben, dürfen Sie diese in keinem Fall in solchen tragen, da sonst Ihr Versicherungsschutz erlöschen kann. In Arbeitsschuhen dürfen nur vom Hersteller freigegebene Einlagen getragen werden, die den Bestimmungen der Kostenträger nach DGUV Regel 112-191 entsprechen und dafür zertifiziert sind. Fragen Sie uns danach!**

Verwendete Materialien:

- |                                |                                    |                                      |                                |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kork  | <input type="checkbox"/> EVA       | <input type="checkbox"/> PU          | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> Leder | <input type="checkbox"/> Alcantara | <input type="checkbox"/> Lederimitat | <input type="checkbox"/> _____ |

Stand: 08/2019



Herstelldatum



Vor Nässe schützen

